



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## XXL-Rehab Minimaxx - Opvouwbare rolstoel

Gebruik

Max 325 kg

Gebruikershandleiding

NL

**Ideaal gebruik voor:**

- Gebruikers met overgewicht.
- Verpleeghuizen.
- Ziekenhuizen.
- Thuis.



# Instructies voor de XXL-Rehab Minimaxx – Opvouwbare rolstoel

## **VOORZICHTIG**



**Dit product mag niet worden gebruikt zonder de juiste instructies van een zorgverlener.**

**Als het product wordt gebruikt door personen die meer wegen dan het maximum draagvermogen, kan dit een risico vormen voor beschadiging van het product.**

**Cobi Rehab aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade of letsel veroorzaakt door onjuiste installatie, assemblage of gebruik van dit product.**

**Als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met Cobi Rehab. Gebruik GEEN vervangende onderdelen.**

**Cobi Rehab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of ongevallen die zich voordoen na reparaties door servicepersoneel zonder schriftelijke toestemming van Cobi Rehab.**

 **Lees voor het gebruik van de XXL-Rehab Minimaxx deze instructies zorgvuldig door om het juiste gebruik te garanderen. Let hierbij vooral op de waarschuwingen met .**

**Bedenk ook dat voor het voorkomen van het risico op letsel voor de gebruiker de rolstoel alleen mag worden bediend door getrainde zorgverleners of assistenten of door personen die zijn geïnstrueerd over het juiste gebruik.**

## Gebruik

De XXL-Rehab Minimaxx is een rolstoel met een robuust ontwerp, bedoeld voor gebruikers met een gewicht tot 325 kg en geschikt voor gebruikers met verschillende diagnoses.

De achterwielen van de rolstoel kunnen worden aangepast om het grootste deel van uw gewicht te dragen waardoor de rolstoel gemakkelijk te besturen is.

De duwhandgrepen zijn ontworpen om het voor een assistent gemakkelijker te maken zijn of haar lichaamsgewicht te gebruiken om de rolstoel te draaien en te duwen.

De beensteunen zo ontwikkeld dat ze elk 100 kg kunnen dragen. De voetsteunen kunnen zijwaarts worden versteld, zodat u ze met uw benen samen of apart kunt gebruiken.

De XXL-Rehab Minimaxx is zowel binnen als buiten te gebruiken. Het wordt aanbevolen om de rolstoel te gebruiken bij omgevingstemperaturen tussen -5 en +40°C, anders kan het materiaal enigszins ongemakkelijk aanvoelen.

## Speciale opmerkingen

Het transporteren van een gebruiker beveiligd in de rolstoel in een gemotoriseerd voertuig.

Cobi-Rehab raadt het transport van rolstoelgebruikers beveiligd in de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel in een gemotoriseerd voertuig niet aan omdat de rolstoel niet is getest op botsingen.

## Specificaties

Maximale gewichtscapaciteit is	325 kg
Totale breedte	80 / 85 / 90 / 95 cm
Totale breedte ingeklapt	41 cm
Totale hoogte exclusief duwhandgreep	103 cm
Totale hoogte inclusief duwhandgreep, laagste stand	110 cm
Totale lengte zonder voetsteunen	70 cm
Stoelbreedte	56 / 61 / 66 / 71 cm
Stoeldiepte	46 cm
Stoelhoogte	43 cm
Rughoogte	51 cm
Naar buiten te draaien en afneembare armsteunen	Ja
Aanpassingshoogte voetsteunen	Ja
Naar buiten te draaien en afneembare voetsteunen	Ja
Gewicht	Ong. 27 kg
Gebruik	Handleiding
Vlamvertragende omslag	Ja
Kleur omslag	Zwart
Framekleur	Zilver metallic
Duwhandgrepen in hoogte verstelbaar	Ja
Snelspanner op achterwielen	Ja
Af te stellen balanspunt	Ja
Opvouwbaar	Ja
Vaste stoel	Ja
Frame	Gepoederlakt chroom molybdeen staal
Achterwielen	24" massieve PU-banden
Zwenkwielen	125 mm nylon met PU
Stoel/rugsteun	Polyester/nylon
Armsteunen	Polyurethaan
Voetsteunen	Roestvrij staal met rubberen coating
ISO-classificatie	ISO 12 22 03 - 08

# Overzicht onderdelen



# Veiligheidsopmerkingen

## Waarschuwingen

Bij het eerste gebruik van uw rolstoel voert u een aantal oefeningen uit - samen met uw therapeut of andere gezondheidsdeskundige - om uw vermogen te trainen om veilig te reiken, naar voren te leunen en in of uit de rolstoel te stappen en vertrouwd te raken met de veiligheidsgrenzen.

- ⚠ **PROBEER NIET** om naar voorwerpen te reiken als u in de stoel naar voren moet bewegen.
- ⚠ **PROBEER NIET** om voorwerpen van de vloer te rapen als u tussen uw knieën moet reiken.
- ⚠ **PROBEER NIET** om naar een voorwerp achter de rolstoel te reiken door achterover over de rugsteun te leunen.
- ⚠ **PROBEER NIET** om uw gewicht/zitpositie in de richting van het bereik te verplaatsen, omdat hierdoor de rolstoel KAN kantelen.
- ⚠ **GEBRUIK NOOIT** een roltrap om de rolstoel van de ene verdieping naar de andere te brengen.
- ⚠ **PROBEER NOOIT** om een bewegende rolstoel met de wielvergrendelingen te stoppen. **SCHAKEL ALTIJD DE VERGRENDELINGEN** in op beide wielen wanneer u in of uit de rolstoel stapt.
- ⚠ **PROBEER NIET** om hellingen of hellende vlakken te nemen die steiler zijn dan 9°.
- ⚠ **PROBEER NIET** om hellingen of hellende vlakken te nemen die overdekt zijn met ijs, olie of water.
- ⚠ **PROBEER NIET** om over obstakels, zeer oneffen oppervlakken enz. te rijden. Dit kan kantelen met mogelijk persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- ⚠ **GEBRUIK NOOIT** ongeautoriseerde onderdelen, accessoires enz. omdat hierdoor alle garanties komen te vervallen.
- ⚠ **TIL** de rolstoel **NOOIT OP** aan afneembare onderdelen (armsteunen, wielen, rugsteun, beensteunen, enz.).
- ⚠ **VERWIJDER NOOIT** de anti-kantelbeveiligingen.
- ⚠ **GEBRUIK** de voetsteunen **NIET** als platform wanneer u in of uit de rolstoel stapt.
- ⚠ **PROBEER** de rolstoel **NIET** zonder hulp te kantelen.
- ⚠ Ga **NOOIT** op het frame van de rolstoel **STAAN**.

### Krachttraining

De XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel is niet bedoeld of getest voor gebruik tijdens krachttraining. Als de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel wordt gebruikt tijdens krachttraining is Cobi Rehab niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en komen alle garanties onmiddellijk te vervallen.

### Veilige bediening van de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel

Voor een veilige bediening van de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel moeten zowel u als uw assistent bekend zijn met de instructies in deze handleiding. Analyseer samen met uw therapeut de technieken die nodig zijn om in en uit de rolstoel te stappen, naar voorwerpen te reiken, enz. Dit zal u vertrouwd maken met wat u **WEL** en **NIET KUNT DOEN** tijdens het gebruik van de rolstoel. Het is belangrijk om alle overdrachtstechnieken te oefenen totdat u zich volledig veilig voelt, waardoor u de meest voorkomende obstakels kunt nemen.

### Stabiliteit en balans

Hanteer altijd de juiste balans om de rolstoel altijd zo stabiel mogelijk te houden. De rolstoel is zo gemaakt dat hij bij normale dagelijkse activiteiten niet omvalt, op voorwaarde dat u niet buiten het zwaartepunt komt.

Bijna alle activiteiten in de rolstoel maken dat het zwaartepunt verschuift. Voor veel activiteiten moet u reiken, leunen of in en uit de rolstoel stappen. Deze bewegingen zullen de normale balans, het zwaartepunt en de gewichtsverdeling van de rolstoel veranderen. Om uw specifieke veiligheidsgrenzen vast te stellen, oefen alle leun-, reik- en verplaatsingsactiviteiten met hulp van een gekwalificeerde assistent/therapeut voordat u de rolstoel actief gaat gebruiken.

⚠ **LEUN NIET** verder naar voren dan de arMLEUNINGEN van de rolstoel. Zorg ervoor dat de zwenkwielen naar voren wijzen wanneer u naar voren leunt. Dit kan worden bereikt door de stoel eerst iets naar voren te bewegen en vervolgens iets naar achteren in een rechte lijn.

⚠ **WAARSCHUWING:** Kantel de rolstoel nooit zonder hulp achterover. Gebruik altijd de anti-kantelaars!

# Uitpakken en monteren

## Checklist uitpakken

Controleer de inhoud bij het ontvangen en openen van de doos op zichtbare transportschade. Neem contact op met de transporteur als er schade wordt geconstateerd.

Controleer na het openen van de doos van de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel of deze de volgende standaardartikelen bevat:

- 1 XXL-Rehab Minimaxx rolstoelframe met twee wielvergrendelingen en twee zwenkwielen
- 2 Twee achterwielen met draaiwielen
- 3 Twee anti-kantelaars
- 4 Twee snelspanassen

## Assemblage

1. Haal alle onderdelen uit de doos en leg ze op de vloer.
2. Installeer de achterwielen door op de kleine veer op de as te drukken aan de buitenkant van het wiel en duw de as in de bus op het frame van de rolstoel.

### **WAARSCHUWING**

- Controleer voordat u de rolstoel gebruikt of de kleine veer volledig is losgemaakt en of de twee borgpennen aan het andere uiteinde er volledig uit zijn.
- De borgpennen **MOETEN** aan de binnenkant van de asbus steken, anders is het wiel niet goed vastgezet.
- Kantel de rolstoel om de achterwielen vrij te maken van de grond en trek aan de wielen om ervoor te zorgen dat deze goed vastzitten.
- Houd de veer en de borgpennen altijd vrij van vuil.

3. Plaats de twee anti-kantelaars aan de achterkant van de rolstoel in een gat dat overeenkomt met de locatie van de achterwielen. Raadpleeg het gedeelte over anti-kantelaars.
4. Steek de armsteunen in hun houders door de snelspanknop op de metalen splitpen in het gat aan weerszijden van de rugsteun te activeren. Zorg ervoor dat de geleidingsas aan de voorkant onder de armsteun in het overeenkomstige gat op het rolstoelframe wordt aangesloten.  
**LET OP:** Trek de armsteunen omhoog om te controleren of ze goed zitten.
5. Installeer de beensteunen en voetsteunen aan weerszijden van de voorkant van de rolstoel. Raadpleeg de sectie beensteunen en voetsteunen voor informatie over hoogte- en breedte-aanpassing.

## Aanpassing voor gebruiker

De volgende instructies leggen uit hoe u de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel moet afstellen. Na het doen van de aanpassingen is het erg belangrijk om te controleren of alle delen goed zijn bevestigd.

### **Hulpstukken**

Inbussleutels: 5 mm (2 stuks), 6 mm, 8 mm  
Vorksleutels: 10 mm, 13 mm, 20 mm, 30 mm


### **Beensteunen en voetsteunen**

De lengte van de beensteun moet worden aangepast terwijl u in de rolstoel zit.

Draai de bout aan de achterkant van de beensteunbuis log en trek deze eruit. Beweeg de voetsteun omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte. Steek de bout opnieuw door de buis en draai deze vast. De voetsteun moet minimaal 6 cm van de grond zijn.

De voetsteun moet zijwaarts worden afgesteld met uw voet erop.

Draai de duimschroef onder de voetsteun los en duw de voetsteun indien nodig naar de zijkant of naar het midden en draai vervolgens de duimschroef weer vast.

 **OPMERKING:** De borgbouten onder de voetsteunen moeten altijd correct worden gemonteerd in de beensteunbussen. De borgbouten mogen niet buiten de gaten op de beensteun worden vastgedraaid.

 **OPMERKING:** Aanpassing van de been- en voetsteun is vereist om overmatige druk op uw benen vooraan de rolstoel te voorkomen, waardoor letsel kan ontstaan.

### **WAARSCHUWINGEN**

- **GA NIET OP DE VOETSTEUNEN STAAN.** Als u op de voetsteunen staat, kan de rolstoel naar voren kantelen, wat een valongeluk kan veroorzaken met mogelijk letsel tot gevolg.
- **TIL DE ROLSTOEL NIET** aan de beensteunen op. Deze zijn bedoeld om afneembaar te zijn of weg te draaien van de rolstoel.
- **DE BEENSTEUN** moet volledig naar buiten worden geklapt tijdens het in en uit de rolstoel stappen.

# Assemblage

## Rugbekleding

Pas de bekleding aan door de riemen over de rugbekleding los te maken. Maak de rugbekleding los aan de achterkant van de rug en maak de riemen los - vooral het onderste gedeelte. Ga zo dicht bij de rugsteun in de rolstoel zitten dat de bovenste riemen het bovenste deel van uw rug ondersteunen. Trek vervolgens de riemen aan om ook het onderste deel van de rug te ondersteunen.

Gebruikers met een groot zitvlak vinden het op deze manier nuttig om de stoel aan te passen, omdat dit een effectieve ondersteuning van de lendenstreek garandeert.

## Duwhandgrepen

U kunt de stand van de duwhandgrepen naar boven of beneden aanpassen. Draai de schroeven op de rugsteunbuis onder de duwhandgrepen los en verwijder ze. Duw de duwhandgreep naar boven of beneden en plaats de schroeven terug. Controleer dat de schroef met binnendraad volledig uit de rugsteunbuis steekt. Draai de schroeven goed vast.

## Wielvergrendeling

Schakel de wielvergrendeling in door de hendel naar voren te duwen. De vergrendeling is traploos instelbaar. Om de vergrendeling aan te passen, draai de schroeven op de beugel los en duw de vergrendeling ver genoeg terug om te zorgen dat de vergrendelingschoen 3-5 mm in de band drukt wanneer de vergrendeling is ingeschakeld.

Zorg ervoor dat de schroeven goed zijn vastgedraaid om de beugel in de juiste stand te houden. Test de rolstoel voor gebruik om te controleren of de vergrendelingen correct werken. Als een wielvergrendeling versleten of beschadigd raakt, MOET deze direct worden vervangen.

**⚠️ OPMERKING:** Als u het zwaartepunt aanpast, moet de wielblokkering ook worden aangepast.

**⚠️ OPMERKING:** Als u in of uit de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel stapt, moeten **BEIDE** wielvergrendelingen zijn ingeschakeld.

## Achterwielen

Standaard is de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel uitgerust met solide 24" achterwielen.

## Het zwaartepunt aanpassen

U kunt de stand van de achterwielen aanpassen aan uw zwaartepunt voor het makkelijker besturen van de rolstoel. Verwijder de achterwielen door de as aan de buitenkant van het wiel los te maken en het wiel weg te trekken van het rolstoelframe. Verwijder de moer aan de binnenkant van de asbus en plaats de asbus in de gewenste positie op het frame. Verplaats de vergrendel dan naar voren of achteren. Draai de moer aan de binnenkant weer vast en installeer de wielen volgens de instructies in het gedeelte Assemblage. Pas ten slotte de wielvergrendelingen aan volgens de instructies in het gedeelte Wielvergrendeling.

### WAARSCHUWING

**⚠️** Het aanpassen van de zwaartekracht mag alleen worden uitgevoerd door getrainde zorgverleners.

- Wanneer het zwaartepunt is gewijzigd, **MOETEN DE ANTI-KANTELAARS WORDEN Aangepast om te voorkomen dat de rolstoel achterover kantelt.**
- Als de anti-kantelaars onjuist zijn ingesteld, kan dit mogelijk persoonlijk letsel veroorzaken.

## Anti-kantelaars aanpassen

De positie van de anti-kantelaars kan worden aangepast aan uw zwaartepunt om te voorkomen dat de rolstoel achterover kantelt.

Pas de stand van de anti-kantelaars alleen aan als de rolstoel leeg is.

Draai de schroeven op het rolstoelframe boven de anti-kantelaars los en verwijder ze. Beweeg de anti-kantelaars naar boven of beneden en plaats de schroeven terug. Zorg ervoor dat de schroef met binnendraad volledig uit de rugsteunbuis steekt. Draai de schroeven weer vast. Probeer de rolstoel achterover te kantelen om te controleren of de anti-kantelaars voorkomen dat de rolstoel achterover kantelt.

# Onderhoud en reiniging

## Reiniging

Regelmatig reinigen van alle oppervlakken zal het uiterlijk van de rolstoel behouden en de levensduur verlengen. Alle oppervlakken kunnen worden gereinigd met een milde zeepoplossing. Spuit indien nodig de stoel in met VIRKON en veeg de stof af volgens de gebruiksaanwijzing.

**⚠️ GEBRUIK NOOIT OPLOSMIDDELEN.** U kunt de stoel ook reinigen door hem met spiritus af te nemen.

**⚠️ OPMERKING:** Het reinigen en weken van de rugbekleding vermindert het vlamvertragende effect.

## Onderhoudsprocedure

1. Controleer of alle moeren en bouten goed vastzitten voordat u de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel gebruikt. Controleer alle delen op slijtage en beschadiging en vervang ze indien nodig. Controleer of de rolstoel correct is afgesteld en past bij de gebruiker.
2. Houd de assen vrij van vuil en stof om zodat het mechanisme correct vergrendelt en de wielen vrij kunnen draaien.
3. Vergeet niet om de assen ten minste een maal per maand te smeren (gebruik 3-in-1 olie of een vergelijkbaar product).
4. Controleer de wielen en banden regelmatig op scheuren en slijtage en vervang ze indien nodig.
5. Controleer regelmatig of de draaiwielen goed vastzitten aan het wiel.

# Algemene opmerkingen

## Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de leverancier.

In bepaalde gevallen moet de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel worden geïnspecteerd door de leverancier. Dit geldt met name in het geval van:

- scheuren of schade aan het frame.
- scheuren of schade aan een las.

Neem altijd contact op met de leverancier voordat u een XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel of een deel daarvan terugstuurt. Wanneer u de rolstoel terugstuurt, is het belangrijk om die in een doos te verpakken die is vastgezet op een pallet. Cobi Rehab is niet aansprakelijk voor transportschade aan artikelen die aan Cobi Rehab zijn teruggezonden.



# Checklist voor veiligheidsinspectie

Item	Eerste keer	Wekelijks inspecteren /aanpassen	Maandelijks inspecteren/ aanpassen	Periodiek inspecteren /aanpassen
<b>ALGEMEEN</b>				
De rolstoel rijdt alleen rechtdoor	X			X
<b>WIELVERGRENDINGEN</b>				
Belemmeren het draaien van de wielen niet	X		X	
Draaipunten zijn vrij van slijtage en speling	X		X	
Wielvergrendelingen zijn stevig maar eenvoudig in te schakelen	X			X
<b>RUGBEKLEDING</b>				
Controleer op scheuren of beschadigde riemen	X			
Zorg ervoor dat de rugbekleding goed is bevestigd	X		X	X
<b>ACHTERWIELEN</b>				
Assen vergrendelen correct	X	X		X
Wanneer het wiel vrij in de lucht draait, is er geen buiging of zijbeweging zichtbaar.	X			X
<b>ZWENKWIELEN VOOR</b>				
Controleer op weerstand door aan het wiel te draaien; het wiel moet geleidelijk aan stoppen	X		X	
De zwenkwielhoepels moeten schoon en vrij van olie zijn	X	X		
⚠ Opmerking: wielen en banden moeten periodiek worden gecontroleerd op scheuren en slijtage en moeten indien nodig worden vervangen.				X
<b>BANDEN</b>				
Controleer op slijtage		X		X
⚠ Opmerking: wielen en banden moeten periodiek worden gecontroleerd op scheuren en slijtage en moeten indien nodig worden vervangen.				X
<b>REINIGEN</b>				
Reinig de armsteunen en rugsteun	X	X		X

## Garantie

De XXL-Rehab Minimaxx heeft een jaar garantie vanaf de factuurdatum op materialen en afwerking. Het eigenlijke rolstoelframe (onderste frame) heeft een garantie van vijf jaar vanaf de factuurdatum.

Producten die zijn gebruikt voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik of die onderhevig zijn geweest aan nalatigheid, misbruik, onjuiste opslag of behandeling, onjuiste bediening, ongeautoriseerde wijzigingen of schade die verder gaat dan normale slijtage zoals bepaald door Cobi Rehab, vallen niet onder deze garantie.

Als de gewichtscapaciteit wordt overschreden, komt de garantie te vervallen.

Alle niet-geautoriseerde reparaties aan het product/onderdeel, evenals het knoeien met de componenten, maken de garantie ongeldig.

XXL-Rehab Minimaxx is vervaardigd en getest in overeenstemming met de internationale normen DS/EN ISO 12183:2009.

### FABRIKANT EN DEALER

Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Denemarken  
Tel.: +45 70 25 25 22  
www.cobirehab.com

04/2018/JP



# **COBI REHAB<sup>®</sup>**

## The Positioning Company

GEBRUIKERSHANDLEIDING XXL-Rehab Minimaxx - opvouwbare rolstoel